



## **PEDISIL-GEL ORTHESES**

### **Bescherming, correctie en comfort voor de gevoelige en probleemvoet**

Pedisil Gel ortheses en hulpmiddelen zijn ontwikkeld om druk te verminderen, wrijving te beperken en – waar mogelijk en gewenst – een milde tot krachtige correctie te bieden. Ze ondersteunen de anatomische stand van tenen en voorvoet, verhogen het loopcomfort en helpen klachten te verminderen bij drukplekken, standsafwijkingen en gevoeligheid van de huid.

### **Twee materiaalcategorieën met elk een duidelijk doel**

#### **MERK: PEDISIL-ZILVER**

Zachte, huidvriendelijke Silica-Gel met lage shore-waarde. Primair gericht op bescherming, drukontlasting en lichte correctie. Vormt zich naar de voet, voelt comfortabel aan en is zeer geschikt voor gevoelige voeten. De natuurlijke huidkleur zorgt voor discreet gebruik.

#### **MERK: PEDISIL-GEL**

Silica-Gel met hogere shore-waarde. Steviger, duurzamer en gericht op ondersteuning, stabilisatie en correctie op langere termijn. Zacht waar het kan, sterk waar het moet.

### **Hoe kies ik de juiste orthese of drukmiddel?**

- Kies Pedisil-Zilver (lagere shore) wanneer bescherming, comfort, drukontlasting en lichte correctie centraal staan.
- Kies Pedisil-Gel (hogere shore) wanneer ondersteuning, stabiliteit, correctie en indirecte drukbescherming nodig zijn.

## WELK PRODUCT BIJ WELKE KLACHT?

### 1) Bij een enkele klacht (één drukpunt of één klacht)

**Voorbeelden:** één likdoorn, één eeltplek, één weke likdoorn. Kies een eenvoudig drukverdelend hulpmiddel zoals teenkap, teentube, dunne teenspreider of lokale bescherming.

**Doel:** gerichte ontlasting en bescherming van één specifieke plek.

#### Productkeuze mogelijkheden:

- Pedisil Gel Geperforeerde Kap – RPSILO-0018 / RPSIL6-0018
- Pedisil Gel Teenkap XL – RPSILO-0022
- Pedisil Gel Teen-/Vingerkap – RPSILO-0020 / RPSIL6-0020
- Pedisil Gel Open Teenbuizen (S/M/L) – RPSILO-0023 / 0024 / 0025 / 0026 / 0027

#### Functie:

- direct beschermen
- druk ontlasten
- wrijving verminderen
- lokaal comfort herstellen

### 2) Bij één klacht in combinatie met standsafwijkingen

Situaties waarbij een klacht samengaat met hamerteen, klauwteen, ruiterteen, hallux valgus of een standsverandering. Kies een beschermer met aanvullende correctiemogelijkheden zoals teenspreiders, teenringen of spreiders met ophangconstructie.

#### Productkeuze mogelijkheden:

- Pedisil Gel Teenspreider ovaal (S/M/L) – RPSILO-0030 / 0031 / 0032

#### Functie:

- beschermt tegen externe druk
- creëert ruimte tussen gewrichten
- ondersteunt de teen mild in positie

### **3) Bij twee of drie klachten**

(meerdere drukpunten of gecombineerde afwijkingen)

Kies ortheses die gericht zijn op meervoudige bescherming en ondersteuning. Deze producten combineren vaak voorvoetbescherming, bunion/bunionette-bescherming en ondersteuning van de teenstand.

#### **Productkeuze mogelijkheden:**

- Pedisil Gel Voorvoetkussen & Teenspreider 2-in-1 – RPSIL0-0199 / RPSIL6-0199
- Pedisil Gel Muis met drie ringen – RPSIL0-0012 / RPSIL6-0012
- Pedisil Gel Bunion Beschermer – RPSIL0-0029 / 0028 / RPSIL6-0029 / 0028
- Pedisil Gel Voorvoetkussens (diverse varianten) – RPSIL1-0200 / 0201 / 0202 / 0203 / 0210 en RPSIL6-0200 / 0201

#### **Functie:**

- meerdere locaties tegelijk beschermen
- druk herverdelen
- standsverandering ondersteunen

### **4) Bij uitgebreide en complexe voetproblemen**

Pedisil biedt ortheses die vier of zelfs vijf tenen ondersteunen en beschermen.

#### **Eigenschappen:**

- brengen tenen zoveel mogelijk richting anatomisch correcte stand
- ondersteunen gewrichten, pezen en spieren door herpositionering
- combineren correctie en bescherming
- vangen plantair druk (metatarsale lijn) en dorsale druk van buitenaf op
- ondersteunen klachten bij klauw- en hamertenen

#### **Resultaat:**

- stabielere voorvoet
- betere functie
- minder drukbelasting
- meer comfort tijdens lopen en belasten

**Productkeuze mogelijkheden:**

- Gelsok Hallux Valgus met ingebouwde bescherming/correctie – RPSIL1-0200 / 0201 / 0202 / 0203 / 0210 en RPSIL6-0200 / 0201
- Pedisil Gel Trainer (alles-in-1) – RPSIL0-0016 / 0014 en RPSIL6-0014 / 0016
- Pedisil Gel Voorvoetkussen & Teenspreider 2-in-1 – RPSIL0-0199 / RPSIL6-0199
- Pedisil Gel Muis met drie ringen – RPSIL0-0012 / RPSIL6-0012